

# Press Release

報道関係各位

シップヘルスケアホールディングス株式会社

2021年8月23日

国産・高機能マスク『SHIP マスク』から「やや小さめサイズ」を発売

ラインナップを拡充し、幅広いニーズに対応



シップヘルスケアホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役会長 古川 國久、東証1部）が販売しております、機械・原料から製造まで国産にこだわった自社ブランド、サージカルマスク製品『SHIP マスク』（シップマスク）からこの度、女性やお子様のご着用に適した「やや小さめサイズ」を発売いたします。

『SHIP マスク』は2020年7月20日の販売開始以来、現場で働く医療従事者の皆様を中心に多くのご支持をいただき、おかげさまで累計販売枚数は3,500万枚を突破いたしました。（2021年7月末現在）この度、その『SHIP マスク』より、たくさんのご要望をいただいております「やや小さめサイズ（約85mm×160mm）」を発売いたします。

女性やお子様のお顔にもフィットしやすいサイズでありながら、ふつうサイズと同様の国産・高機能サージカルマスクとなっており、安心してご着用いただけます。

また、新ラインアップとして、持ち運びにも便利な「7枚入り個包装パッケージ」も発売いたしました。

当社は今後もグループミッションである「生命を守る人の環境づくり」を実践し、医療従事者の皆様に必要な支援を続けるとともに、幅広いお客様のニーズにお応えすることで感染症対策に貢献してまいります。

【SHIP マスク ラインナップ一覧】

<p>SHIP マスク・サージカル仕様 品番：SHIP0001 ふつう（約 90 mm×175 mm）・ホワイト 1箱 30 枚入り</p>	
<p>SHIP マスク・サージカル仕様 品番：SHIP0003 やや小さめ（約 85 mm×160 mm）・ホワイト 1箱 30 枚入り</p>	
<p>SHIP マスク・サージカル仕様 品番：SHIP0002 ふつう（約 90 mm×175 mm）・ホワイト 1袋 7 枚入り・個包装</p>	
<p>SHIP マスク・サージカル仕様 品番：SHIP0004 やや小さめ（約 85 mm×160 mm）・ホワイト 1袋 7 枚入り・個包装</p>	

※お客様のご意見を反映し、外箱に対し OPP 素材の包装をいたしました。（一部店舗の販売分を除く）

今後も皆様にご安心してお使いいただけるよう、製品改良を継続して参ります。

【ネット販売】

Amazon（シップヘルスケアホールディングス(株)直販）

○SHIP マスク（ふつうサイズ）1箱 30 枚入り ※1ケース（24箱入り）もございます。

[https://www.amazon.co.jp/dp/B08L8M4MJ5/ref=cm\\_sw\\_em\\_r\\_mt\\_dp\\_913P8570GK2MTYN19STD](https://www.amazon.co.jp/dp/B08L8M4MJ5/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_913P8570GK2MTYN19STD)

○SHIP マスク（やや小さめサイズ）1箱 30 枚入り ※1ケース（24箱入り）もございます。

[https://www.amazon.co.jp/dp/B0989T9KRR/ref=cm\\_sw\\_em\\_r\\_mt\\_dp\\_P8YVD5806PRX99G0KDFE](https://www.amazon.co.jp/dp/B0989T9KRR/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_P8YVD5806PRX99G0KDFE)

BASE（シップヘルスケアファーマシー東日本(株)直販）

<https://airness.buyshop.jp/items/39298399>

【店舗販売】

グリーンファーマシー株式会社 全国店舗 <http://www.gp-inc.co.jp/store/>

株式会社コクミン コクミンドラッグ全国店舗 <https://www.kokumin.co.jp/>

コクミンドラッグ ネットショップ <https://e-shop.kokumin.co.jp/>

コクミンドラッグ ネットショップ SHIP マスク（ふつうサイズ）商品ページ

<https://e-shop.kokumin.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000030116&search=%A5%DE%A5%B9%A5%AF&sort=>

コクミンドラッグ ネットショップ SHIP マスク（やや小さめサイズ）商品ページ

[https://e-shop.kokumin.co.jp/shopdetail/000000033291/all\\_items/page1/order/](https://e-shop.kokumin.co.jp/shopdetail/000000033291/all_items/page1/order/)

アピス薬局 千里中央店 <https://www.apis.co.jp/stores/senrichuo>

関西地域のコンビニエンスストア一部店舗

## ■商品情報

【サージカル（医療用）マスク基準検査結果】（ASTM F2100-19※）

# 試験結果

PFE 微粒子捕集効率	99%以上
BFE バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率	99%以上
VFE ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率	99%以上
花粉粒子の捕集(ろ過)効率	99%以上


（一財）カケンテストセンター試験による。

※ASTM F2100-19 : Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks. 2019

## 【商品イメージ】



肌側面



外側面

## 【マスク商品詳細】

対象：ウイルス、風邪、花粉、ほこり等。

生産国：日本

（製造機械、原材料、製造工程までこだわった日本製）

徹底した衛生・品質管理の下、生産しております。

製造者：株式会社瑞光メディカル

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目 3 番 50 号

機械、原材料から製造まで国産へのこだわり。  
徹底した衛生・品質管理。



## 【国産三層構造フィルター】

本体部は3層構造で、医療用途にも耐えられるフィルター材を採用。

（医療用マスク用途：国産 BFE・PFE・VFE99%カットフィルター  
採用・サージカル基準クリア）

## 【柔らかい耳かけ部分】

耳掛け部分に、3本の弾性糸で形成されたイヤースoftギャザーを使用した、フィット感に優れる新タイプのイヤースoftバンドを採用。

耳掛け部分は、ソフトで伸縮性に優れ、また耳全体を面で覆うので、長時間連続使用しても耳が痛くなりにくい構造。



### 【持ち運び便利】

使用前は、耳掛け部分がマスク本体部に重ねて固定されている新形状のため、従来品のように耳掛け部分が乱れることがなく、持ち運びにも便利です。

### 【やさしい肌触り】

直接肌に接するマスク本体部の素材にも、風合いの優れた材料を採用するなど細部までこだわり、優れた着用感を実現しています。

### ■使用方法



#### 使用方法

- ① 耳掛け部分を左右に引っ張り、ミシン目を切り離します。
- ② SHIPロゴが正しく読める側を外側にして着用します。
- ③ ノーズピース(鼻あて)を鼻の形に合わせて、隙間を少なくします。
- ④ マスクの下部を下へ大きく広げ、プリーツを伸ばしてあごまで覆います。

### 【本件のプレス・リリースに関するお問い合わせ】

シップヘルスケアホールディングス株式会社 経営企画室 上月（こうづき）

メールアドレス： ir-info3360@shiphd.co.jp TEL： 06-6369-0130 FAX： 06-6369-3191

### 【マスク販売に関するお問い合わせ】

シップヘルスケアホールディングス株式会社 メディカルサプライ事業部

メールアドレス： ship\_mask@ghs-inc.co.jp TEL： 06-6733-3156 FAX： 06-6369-0731